


Alkaline Phosphatase Staining Kit

O kit de coloração de fosfatase alcalina (N ° de Cat. PMC-AK20-COS) é utilizado para a coloração de fosfatase alcalina em osteoblastos. A massa óssea é controlada pelo equilíbrio entre a atividade dos osteoblastos de formação óssea e a atividade dos osteoclastos. Fosfatase alcalina e fosfato ácida resistente ao tartarato (TRAP: kit de coloração de TRAP, # PMC-AK04F-COS) são utilizados como marcadores para os osteoblastos e osteoclastos, respectivamente



TRAP Staining Kit (Tartrate-Resistant Acid Phosphatase)

O kit de coloração TRAP é usada para a coloração de tartarato resistente fosfatase ácida em osteoclastos.

