





A NOLDUS possui softwares de vídeo para monitoramento, análise e codificação em pesquisa comportamental automatizada, complementando este estudo *in vivo*, a EICOM analisa eletroquimicamente o cérebro destes animais em estudos *in vitro*.

Software Noldus - EthoVision XT 9



O Ethovision rastreia automaticamente o movimento do animal em qualquer formato de arena, registrando informações do caminho percorrido, duração e frequência em cada região visitada, velocidade, etc.

HPLC-Electrochemical Detector



O Electrochemical Detector poderá realizar análises *in vitro* do cérebro dos animais condicionados verificando possíveis mudanças eletroquímicas após o período de condicionamento, e com isso identificar os neurotransmissores ativos no cérebro do animal (Dopamina, Gaba, Coenzima Q10, Acetilcolina).

Contate-nos e peça já sua cotação!

